

# GUIDA PER LA MISURAZIONE DELLA STOMIA

## ISTRUZIONI:

1. Questa guida per la misurazione è stata progettata per essere stampata su un foglio A4.
2. Ritaglia ogni cerchio azzurro senza oltrepassare il bordo blu.
3. Per una maggiore precisione, utilizza un taglierino.




6 mm




10 mm




12 mm




14 mm




17 mm




22 mm




24 mm




27 mm




30 mm




34 mm




37 mm




40 mm




44 mm



50 mm



57 mm



62 mm